

GT SONIC 超音波洗淨器

(Ultrasonic cleaner)

應用範圍:

- 主要用於實驗室、生化、醫學、食品、製藥等行業專用器具的清洗及分析對象的破碎、乳化、消泡脫氣、加速化學反應。

主機特色:

- ★LED 液晶顯示螢幕
- ★主機外殼為不銹鋼材質
- ★SUS304 不銹鋼水槽、網籃、上蓋，耐用美觀
- ★超音波雙功率可選擇，交叉使用，Sample 可清洗更徹底乾淨，減少清洗死角
- ★Degas 脫氣功能，可去除清洗 Sample 可能產生的汽泡，避免樣品無法洗淨
- ★6L 以上規格具排水裝置，快速排出廢液



| 型號 | 水槽尺寸 | 儀器尺寸 | 容量 | | 洗淨功率 | 振盪頻率 | 加熱功率 | 時間 | 溫度 | 電源 |
|-----|-------------|-------------|----|-----|------|------|------|------|------|-------------------|
| | LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | L | W | W | KHz | W | MIN | °C | V / KHz |
| D3 | 240x140x100 | 270x170x240 | 3 | 100 | 40 | 40 | 100 | 1-99 | 0-80 | 100-120V 60KHZ |
| D6 | 300x155x150 | 330x180x310 | 6 | 150 | | | 300 | | | |
| D9 | 300x240x150 | 330x270x310 | 9 | 200 | | | 300 | | | |
| D13 | 330x300x150 | 360x330x310 | 13 | 300 | | | 400 | | | |
| D20 | 500x300x150 | 550x330x310 | 20 | 400 | | | 500 | | | |
| D27 | 500x300x200 | 550x330x360 | 27 | 500 | | | 500 | | | |